

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Su médico ha decidido que, como parte de su evaluación médica, sería conveniente someterse a un estudio denominado Cápsula Endoscópica. Este procedimiento implica la ingestión de una pequeña video cápsula que recorre de forma natural su aparato digestivo a la vez que recoge imágenes. Las imágenes son transmitidas a sensores colocados en su abdomen con parches adhesivos (es posible que se necesite rasurar la zona donde se colocan los sensores). Los sensores están conectados a un grabador que almacena todas las imágenes. Cada vez que el grabador recibe la transmisión titila en color azul. Luego de 8 horas, aproximadamente, se retiran estos accesorios para procesar los datos. La cápsula es desechable y excretada con normalidad. En el caso infrecuente de que no sea excretada en dos semanas, podría requerirse algún otro procedimiento.

RECOMENDACIONES

- A las 2 horas de haber ingerido la cápsula, puede tomar agua sin gas, té y/o mate cocido. A las 4 horas, puede comer una colación. Una vez terminado el examen puede volver a su dieta habitual.
- Mantenerse alejado de cualquier fuente de campos electromagnéticos fuertes ya que algunas imágenes podrían perderse debido a interferencias de radio (no realizarse resonancia magnética ni ir a lugares con detectores de armas).
- No desconectar el equipo durante las 8 horas del estudio y no exponerlo a golpes, vibraciones o luz solar directa ya que puede provocar pérdidas de información.
- Cada 30 minutos, debe comprobar que la pequeña luz azul -ubicada en la parte superior izquierda del grabador- parpadee.
- Evitar cualquier actividad física extenuante y agacharse durante el estudio.
- En caso de síntomas extraños a este estudio (diarrea, vómitos, fiebre, dolor, otros) o si la luz azul titila diferente o cambia de color, contactarse con nosotros. Si suceden, anotar la hora de los acontecimientos en el siguiente formulario:

HORA	EVENTO
	Ingestión de Cápsula.
	Agua, té.
	Medicación por boca.
	Colación.
	Retiro de sensores.

TELÉFONOS DE CONTACTO

Téc. Vanesa Gómez: (011) 153 421 4795 | Téc. Cristina Torrieri: (011) 155 379 6096

POR FAVOR, CONTACTARSE CON NOSOTROS CUANDO DESPIDA LA CÁPSULA.

- Realizarse una resonancia magnética mientras la cápsula se encuentra dentro suyo puede provocar un serio daño a su tracto intestinal y/o a su cavidad abdominal. Si no está seguro de haber excretado la cápsula, debe contactarse con su médico para una posible prueba de rayos X antes de someterse a la resonancia magnética.

- El resultado se entrega, aproximadamente, a los 10 días de finalizado el estudio.